


Anti-Mers-Cov Spike Rbd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - K9N5Q8

품목 번호: CM0024482



소개

MERS-CoV Spike RBD (YP_009047204.1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 MERS-CoV와 반응합니다. 바이러스 진입 및 스파이크 단백질 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MERS-CoV Spike RBD Rabbit pAb
종(Species)	코로나바이러스
GeneID	14254594
면역원(Immunogen)	코로나바이러스 스파이크 RBD (YP_009047204.1)의 아미노산 18-725에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
단백질 분자량(Protein Weight)	149kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)