


Anti-Mertk/Mer Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12866

품목 번호: CM0028130



소개

인간 MERTK(MER, Tyro12)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐 조직에서 MERTK를 검출하며; 식세포작용 및 암 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MERTK Rabbit pAb
비고/별칭	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
종	인간
유전자 ID	10461
면역원	인간 MERTK (NP_006334.2)의 아미노산 26-499에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q12866
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백