

Wb 및 Elisa용 Anti-Mesdc2 다클론 항체 - Q14696

품목 번호: CM0018278

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 MESDC2(LRP 샤페론 MESD, OI20)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 MESDC2를 인식합니다. 재조합 면역원(aa1-234)을 사용했습니다. LDLR 및 Wnt 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MESDC2 토끼 pAb
비고/별칭	BOCA; OI20; MESDC2
종	인간
GeneID (인간)	23184
GeneID	23184
면역원	인간 MESDC2(NP_055969.1)의 아미노산 1-234에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14696
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백