


웨스턴 블롯, IHC-P, Elisa용 항-메조텔린 단일클론 항체 - Q13421

품목 번호: CM0005286



소개

인간 메조텔린(MSLN/MPF)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증됨. 아미노산 296-606을 표적. 암 및 세포 부착 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	메조텔린 토끼 mAb
비고/별칭	MPF; SMRP; Mesothelin
종	인간
유전자 ID (인간)	10232
유전자 ID	10232
면역원	인간 메조텔린(NP_037536.2)의 아미노산 296-606에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13421
단백질 무게	67KDa/68KDa/71KDa
배송	아이스백