


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Mesothelin 폴리클로날 항체 - Q13421

품목 번호: CM0013496



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 Mesothelin (MSLN, MPF, SMRP)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 암 및 중피 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mesothelin Rabbit pAb
비고/별칭	MPF, SMRP, Mesothelin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10232
GeneID	10232
면역원	인간 Mesothelin (NP_037536.2)의 아미노산 296-606에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13421
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백