


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Mesothelin Rabbit Monoclonal Antibody - Q13421

품목 번호: CM0002561



소개

인간 Mesothelin (MSLN)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. CAK1/MPF 종양 바이오마커에 특이적이며, 암 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mesothelin Rabbit mAb
비고/별칭	MPF; SMRP; Mesothelin
종	인간
GeneID (Human)	10232
GeneID	10232
면역원	재조합 단백질 인간 Mesothelin (NP_037536.2)의 아미노산 296-606에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13421
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백