


웨스턴 블롯, Elisa용 항-Mesothelin 토끼 폴리클론항체 - Q13421

품목 번호: CM0027954



소개

인간 Mesothelin (SWISS: Q13421)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 사용됩니다. 인간 및 마우스 Mesothelin을 인식합니다; 암 및 거대핵세포 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mesothelin 토끼 pAb
비고/별칭	MPF; SMRP; Mesothelin
종	인간
GeneID	10232
면역원	인간 Mesothelin (NP_037536.2)의 아미노산 296-606에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13421
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백