

Wb, If/Icc 및 Elisa용 항-Mest 토끼 다클론 항체 - Q5Eb52

품목 번호: CM0025254

소개

인체 MEST(PEG1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 신경 발생 및 지방세포 분화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEST 토끼 pAb
비고/별칭	PEG1; MEST
종	인간
GeneID (인간)	4232
GeneID	4232
면역원	재조합 단백질 (인간 MEST의 아미노산 146-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002393.2))
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5EB52
단백질 무게	39kDa
배송	아이스팩