

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Met 다클론 항체 - P08581

품목 번호: CM0022844



소개

인간 MET(간세포 성장인자 수용체)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에 대한 교차 반응성과 함께 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 암 연구 및 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MET 토끼 pAb
비고/별칭	DAI1; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN97; MET
종	인간
유전자 ID(인간)	4233
유전자 ID	4233
면역원	인간 MET(NP_000236.2)의 아미노산 518-840에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08581
단백질 중량	156kDa
배송	아이스팩