

Wb 및 Elisa용 Anti-Met 토끼 단일클론 항체 - P08581

품목 번호: CM0006287



소개

웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증된 고성능 Anti-MET 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 MET를 인식하며 마우스와 교차 반응합니다. 암 신호 전달 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MET Rabbit mAb
비고/별칭	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN97; MET
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	4233
면역원(Immunogen)	인간 MET (NP_000236.2)의 아미노산 960-1161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P08581
단백질 분자량	156kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)