

Wb 및 Elisa용 항Metap2 토끼 다클론 항체 - P50579

품목 번호: CM0029765



소개

인간 METAP2(메티오닌 아미노펩티다아제 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 단백질 합성 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	METAP2 토끼 pAb
비고/별칭	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
종	인간
유전자ID	10988 (인간)
면역원	인간 METAP2 (NP_006829.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50579
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스백