


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Mettl14 단클론 항체 (Kd 검증 완료) - Q9Hce5

품목 번호: CM0007364



소개

토끼 단클론 METTL14 항체 (재조합 면역원, KD 검증 완료)는 인간/마우스/랫을 인식합니다. m6A 메틸화, 일주기 시계, 줄기세포 분화 연구에서 WB, IHC-P, IP, ELISA에 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] METTL14 토끼 mAb
비고/별칭	hMETTL14; [KD 검증 완료] METTL14
종	인간
유전자 ID	57721
면역원	인간 METTL14 (NP_066012.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	Q9HCE5
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백