


항Mettl21C 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q5Vzv1

품목 번호: CM0016448



소개

라이신 메틸트랜스퍼라아제인 인간 METTL21C를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 메틸화 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	METTL21C 토끼 pAb
비고/별칭	C13orf39; METTL21C
종	인간
유전자 ID (인간)	196541
유전자 ID	196541
면역원	재조합 단백질 인간 METTL21C (NP_001010977.1)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q5VZV1
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩