

If/Icc, Elisa용 항-Mettl2A 다클론 항체 - Q96Iz6

품목 번호: CM0015972

소개

인간 METTL2A(tRNA 메틸트랜스퍼라제 2A)에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 쥐와 교차 반응하며, tRNA 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	METTL2A 토끼 pAb
비고/별칭	METTL2; METTL2A
종	인간
GeneID (인간)	339175
GeneID	339175
면역원	인간 METTL2A (NP_859076.3)의 아미노산 139-378에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96Iz6
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스 팩