

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Mettl3 다클론 항체 - Q86U44

품목 번호: CM0021077



소개

인간 METTL3(M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 전사체 후성유전학, m6A 메틸화 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METTL3 토끼 pAb
비고/별칭	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
종	인간
GeneID (인간)	56339
GeneID	56339
면역원	인간 METTL3의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_062826.2).
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86U44
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩