

## Anti-Mettl3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86U44

품목 번호: CM0028645



### 소개

METTL3(N6-adenosine-methyltransferase catalytic subunit)에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 METTL3를 인식하며, RNA 메틸화 및 암 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | [KD Validated] METTL3 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭                    | M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3                               |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                              |
| GeneID (사람)              | 56339                                                                  |
| GeneID                   | 56339                                                                  |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질 사람 METTL3 (NP_062826.2)의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                             |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                        |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                                           |
| SWISS                    | Q86U44                                                                 |
| 단백질 분자량                  | 64kDa                                                                  |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                          |