

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mettl4 폴리클로널 항체 - Q8N3J2

품목 번호: CM0027943

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 METTL4 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. RNA 및 DNA 메틸화에 관여하는 N6-아데닌 메틸트랜스퍼라제를 타겟으로 합니다. 후성유전학 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METTL4 Rabbit pAb
비고/별칭	HsT661; METTL4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	64863
GeneID	64863
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 METTL4 (NP_073751.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8N3J2
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)