

Wb, If/Icc, Elisa용 항Mettl7B 토끼 다클론 항체 - Q6Ux53

품목 번호: CM0027927

소개

싸이올 S-메틸트랜스퍼라아제인 인간 METTL7B(TMT1B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스와 쥐에 교차 반응성을 보입니다. 간 대사 및 메틸트랜스퍼라아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	METTL7B 토끼 pAb
비고/별칭	ALDI; METTL7B
종	인간
유전자 ID (인간)	196410
유전자 ID	196410
면역원	재조합 단백질 (인간 METTL7B (NP_689850.2)의 아미노산 165-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q6UX53
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스백