

Wb, Elisa용 Anti-Mettl8 토끼 다클로날 항체 - Q9H825

품목 번호: CM0022542

소개

사람 METTL8에 특이적인 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 tRNA 변형 및 호흡 사슬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METTL8 Rabbit pAb
비고/별칭	TIP; METTL8
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	79828
유전자 ID	79828
면역원(Immunogen)	사람 METTL8 (NP_001308089.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H825
단백질 분자량(Protein Weight)	33kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)