

Wb, Elisa용 Anti-Mettl9 토끼 다클론 항체 - Q9H1A3

품목 번호: CM0020403



소개

사람 METTL9에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 단백질 히스티딘 메틸화 및 HxH 모티프 표적 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METTL9 토끼 pAb
비고/별칭	DREV; PAP1; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9
종	사람
GeneID	51108
면역원	사람 METTL9 재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9H1A3
단백질 중량	37kDa
운송	아이스팩