


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항메발로네이트 키나아제(Mvk) 토끼 단클론 항체 - Q03426

품목 번호: CM0002180



소개

인간 메발로네이트 키나아제(MVK, MK, LRPB)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 콜레스테롤 생합성, 스테롤 대사 및 관련 질병 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MVK 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MK; LRPB; MVLK; POROK3; MVK
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4598
유전자 ID	4598
면역원	인간 MVK (Q03426)의 아미노산 297-396 부위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q03426
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백