

Wb, Elisa용 Anti-Mex3D 폴리클로날 항체 - Q86Xn8

품목 번호: CM0021563



소개

인간 RNA 결합 단백질 MEX3D를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성이 확인되었습니다. 전사 후 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEX3D Rabbit pAb
비고/별칭	MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	399664
GeneID	399664
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 MEX3D (NP_976049.3)의 아미노산 500-600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q86XN8
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스백