

Wb, Elisa용 Anti-Mfap5 토끼 다클론 항체 - Q13361

품목 번호: CM0022036

소개

인간 미세섬유 관련 단백질 5(MFAP5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 조혈, 심혈관계의 구조적 완전성 및 엘라스틴 관련 미세섬유 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MFAP5 토끼 pAb
비고/별칭	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MFAP5
종	인간
GeneID (인간)	8076
GeneID	8076
면역원	인간 MFAP5의 아미노산 73-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질. (NP_003471.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13361
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백