

Anti-Mff 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Gzy8

품목 번호: CM0029138

소개

인간 MFF에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 MFF를 검출합니다. 미토콘드리아 분열 및 세포소기관 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MFF 토끼 pAb
비고/별칭	EMPF2; GL004; C2orf33; MFF
종	인간
유전자ID (인간)	56947
유전자ID	56947
면역원	인간 MFF (NP_064579.3) 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9GZY8
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩