

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mfg-E8 단클론 항체 - Q08431

품목 번호: CM0010273

소개

사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증된 MFG-E8 토끼 단클론 항체입니다. 아포토시스 세포 제거, 혈관신생 및 점막 치유에 관여하는 유지방구-EGF 인자 8인 락타데린(lactadherin, Q08431)을 표적으로 합니다. 암 및 수정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | MFG-E8 토끼 단클론 항체                                                       |
| 비고/별칭      | BA46; HMFg; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888 |
| 종          | 사람                                                                     |
| 유전자ID (사람) | 4240                                                                   |
| 유전자ID      | 4240                                                                   |
| 면역원        | 사람 MFG-E8 (NP_005919.2)의 아미노산 231-387에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질        |
| 원천         | 토끼                                                                     |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                 |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                                      |
| 교차 반응성     | 사람, 생쥐, 쥐                                                              |
| SWISS      | Q08431                                                                 |
| 단백질 분자량    | 43kDa                                                                  |
| 배송 방식      | 아이스백                                                                   |