

Anti-Mfi2 (Melanotransferrin) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - P08582

품목 번호: CM0004549



소개

Human melanotransferrin (MFI2/CD228)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, FC 및 ELISA에 적합합니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 철 대사 및 흑색종 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MFI2 Rabbit mAb
비고/별칭	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
종(Species)	Human (사람)
GeneID (Human)	4241
GeneID	4241
면역원(Immunogen)	Recombinant protein 사람 MFI2 (NP_005920.2)의 아미노산 20-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (사람), Rat (쥐)
SWISS	P08582
단백질 분자량	32kDa/80kDa
배송(Shipping)	아이스백