

Anti-Mfi2 (Melanotransferrin) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P08582

품목 번호: CM0027107



소개

인간 MFI2 (멜라노트랜스페린, CD228)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 철 수송 및 흑색종 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MFI2 Rabbit pAb
비고/별칭	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4241
GeneID	4241
면역원	인간 MFI2 (NP_201573.1)의 아미노산 20-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P08582
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스 백(Ice bag)