


Wb, Elisa용 Anti-Mfsd2A 다클론 항체 - Q8Na29

품목 번호: CM0020407



소개

인간 MFSD2A에 대한 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. BBB 및 지질 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MFSD2A 토끼 pAb
비고/별칭	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
종	인간
GeneID (인간)	84879
GeneID	84879
면역원	인간 MFSD2A(NP_001129965.1)의 아미노산 464-543 구간 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8NA29
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백