

Wb, Elisa용 Anti-Mgat1 폴리클로날 항체 - P26572

품목 번호: CM0014554

소개

MGAT1 (GNT-I)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA 응용에 이상적입니다. 인간 및 쥐 샘플과의 교차 반응성을 보입니다. N-글리칸 생합성 및 골지체 기능 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	GnTI; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-TI; MGAT1
종	인간
GeneID (인간)	4245
GeneID	4245
면역원	인간 MGAT1 (NP_002397.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P26572
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백