

Wb 및 Elisa용 Anti-Mgat2 토끼 다클론 항체 - Q10469

품목 번호: CM0026843



소개

단백질 N-글리코실화에 필수적인 인간 MGAT2(GlcNAc-T II)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB와 ELISA로 검증되었습니다. 당생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MGAT2 토끼 pAb
비고/별칭	GNT2; CDG2A; CDGS2; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2
종	인간
유전자 ID (인간)	4247
유전자 ID	4247
면역원	인간 MGAT2(NP_002399.1)의 아미노산 178-447에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q10469
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백