

Wb, Elisa용 Anti-Mgat3 단일클론 항체 - Q09327

품목 번호: CM0006714

소개

인간 MGAT3(GNT-III)에 대한 토끼 단일클론 항체로, Western Blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 당단백질 생합성 및 N-글리칸 분지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGAT3 토끼 mAb
비고/별칭	GNT3; GNT-III; MGAT3
종	인간
유전자 ID	4248
면역원	합성 펩타이드 인간 MGAT3(NP_002400.3)의 아미노산 381-480 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q09327
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩