

Wb 및 Elisa용 항-Mgat3 다클론 항체 - Q09327

품목 번호: CM0027264

소개

인간 MGAT3(GNT-III)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 MGAT3를 검출하며, N-글리칸 생합성 및 세포 접착 조절에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MGAT3 토끼 pAb
비고/별칭	GNT3; GNT-III; MGAT3
종	인간
유전자 ID (인간)	4248
면역원	인간 MGAT3(NP_002400.3)의 아미노산 364-533에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q09327
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스 팩