


Anti-Mgat4A 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Um21

품목 번호: CM0017852



소개

인간 MGAT4A(GNT-IVA)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다.

당화, 포도당 수송 및 췌장 베타 세포 기능 연구에 이상적이며, 인간 시료와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MGAT4A 토끼 pAb
비고/별칭	GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A
종	인간
유전자ID (인간)	11320
유전자ID	11320
면역원	인간 MGAT4A(NP_036346.1)의 아미노산 28-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UM21
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백