

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Mgea5 다클론 항체 - O60502

품목 번호: CM0029644



소개

인간 MGEA5/OGA를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. O-GlcNAcylation 및 관련 질환 연구에 적합하며 진단 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGEA5 토끼 pAb
비고/별칭	MEA5; MGEA5; NCOAT
종	인간
유전자 ID (인간)	10724
유전자 ID	10724
면역원	인간 MGEA5 (NP_001135906.1)의 아미노산 380-580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60502
단백질 분자량	103kDa
배송 방법	아이스백