

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mgea5/Oga 단일클론항체 - O60502

품목 번호: CM0005046



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-MGEA5/OGA 단일클론항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. O-GlcNAcase 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다. CamelBio의 포괄적인 IVD 원료 공급 플랫폼에서 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] MGEA5/OGA Rabbit mAb
비고/별칭	MEA5; MGEA5; NCOAT
종	인간
유전자 ID (인간)	10724
유전자 ID	10724
면역원	재조합 단백질 / 인간 MGEA5/OGA (NP_036347.1)의 아미노산 433-633에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60502
단백질 분자량	103 kDa
배송	아이스백