

Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Mgl1 (Magl) Rabbit Monoclonal Antibody - Q99685

품목 번호: CM0006942



소개

인간 MGLL (MAGL, HU-K5)을 표적으로 하는
고특이성 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, IHC-P 및
ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 지질
대사 및 내생카나비노이드 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGLL Rabbit mAb
비고/별칭	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
종	인간
GeneID (Human)	11343
면역원	인간 MGLL의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q99685
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩