

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mgl1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q99685

품목 번호: CM0029800



소개

MGLL를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 내생카나비노이드 신호 전달, 지질 대사, 암에서의 단일아실글리세롤 리파아제 기능을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGLL Rabbit pAb
비고/별칭	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
종	인간
유전자 ID (인간)	11343
면역원	인간 MGLL (NP_009214.1)의 아미노산 11-313 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99685
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백