


Wb, Elisa용 항Mgmt 토끼 단클론 항체 - P16455

품목 번호: CM0002305



소개

MGMT 토끼 mAb는 인간 O-6-메틸구아닌-DNA 메틸트랜스퍼라아제에 대한 특이적인 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 복구 및 알킬화 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MGMT 토끼 mAb
비고/별칭	MGMT; O-6-메틸구아닌-DNA 메틸트랜스퍼라아제
종	인간
유전자ID (인간)	4255
유전자ID	4255
면역원	인간 MGMT (NP_002403.3)의 아미노산 108-207 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16455
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩