


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mgmt 토끼 단일클론 항체 - P16455

품목 번호: CM0007160



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 MGMT 토끼 mAb. 인간 O-6-메틸구아닌-DNA 메틸트랜스퍼라제(DNA 복구 효소)를 인식합니다. 암 연구 및 약물 내성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGMT 토끼 mAb
비고/별칭	MGMT; O-6-methylguanine-DNA methyltransferase
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	4255
면역원(Immunogen)	인간 MGMT의 아미노산 107-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_002403.3).
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Applications)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P16455
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)