


Wb, Elisa용 Anti-Mgmt 토끼 다클로날 항체 - P16455

품목 번호: CM0017105



소개

WB 및 ELISA에 적합한 Anti-MGMT 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 쥐 MGMT를 검출합니다. DNA 복구 및 약제 내성 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MGMT Rabbit pAb
비고/별칭	MGMT
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4255
유전자 ID	4255
면역원(Immunogen)	사람 MGMT (NP_002403.2)의 아미노산 1-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	P16455
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백