

Anti-Mgp 토끼 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If-P, Elisa 용) - P08493

품목 번호: CM0027027



소개

골 형성 억제제인 매트릭스 Gla 단백질(MGP)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 골 생물학 및 석회화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MGP 토끼 pAb
비고/별칭	NTI; GIG36; MGLAP; MGP
종	인간
유전자ID (인간)	4256
유전자ID	4256
면역원	인간 MGP (NP_000891.2)의 아미노산 20-103번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08493
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩