

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mgrn1 폴리클론 항체 - O60291

품목 번호: CM0024028

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 MGRN1(E3 유비퀴틴-단백질 리가아제) 표적 토끼 폴리클론 항체. 마우스 및 래트와의 교차 반응성이 검증되었습니다. 엔도솜 트래피킹 및 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGRN1 토끼 pAb
비고/별칭	RNF156; MGRN1
종	인간
GeneID (인간)	23295
GeneID	23295
면역원	인간 MGRN1(O60291)의 1-538 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O60291
단백질 무게	61kDa
배송	아이스팩