


유세포 분석용 항-Mhc 클래스 II (I-A/I-E) 단일클론 항체 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

품목 번호: CM0011387



소개

유세포 분석용으로 검증된 결합 랫드 항-마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E) 단일클론 항체입니다. 마우스 I-A 및 I-E 동종항원을 인식합니다. 면역표현형 분석 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	랫드 항-마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E) mAb
비고/별칭	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
종	마우스
유전자 ID	14969/14961/381091/14960
면역원	마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E)의 재조합 단백질
공급원	랫드
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
단백질 분자량	30kDa/32kDa/26kDa
배송	아이스팩