

Anti-Mib2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ax9

품목 번호: CM0019274

소개

인간 MIB2(Notch 신호 전달 경로의 E3 유비퀴틴 리가아제)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합. 마우스 및 래트와 교차 반응. 유비퀴틴화 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MIB2 Rabbit pAb
비고/별칭	ZZZ5; ZZANK1; MIB2
종	인간
GeneID (인간)	142678
GeneID	142678
면역원	인간 MIB2 (NP_001164158.1)의 아미노산 300-580 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96AX9
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백