

Wb, Elisa용 Anti-Mica 토끼 다클로날 항체 - Q29983

품목 번호: CM0013609



소개

인간 MICA (MIC-A, PERB11.1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. MICA는 면역 감시에 관여하는 NKG2D의 스트레스 유도성 리간드입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MICA Rabbit pAb
비고/별칭	MIC-A; PERB11.1; MICA
종	Human (인간)
GeneID (Human)	100507436
GeneID	100507436
면역원	Recombinant protein (재조합 단백질)
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	Q29983
단백질 분자량	43kDa
배송	Ice bag (아이스백)