


Wb, Elisa용 Anti-Micu1 토끼 다클로날 항체 - Q9Bpx6

품목 번호: CM0021743



소개

사람, 쥐, 및 쥐 MICU1 (Q9BPX6)와 반응하는 WB 및 ELISA용 고친화도 Anti-MICU1 토끼 다클로날 항체입니다. 미토콘드리아 칼슘 신호 및 MCU 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MICU1 Rabbit pAb
비고/별칭	CALC; EFHA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10367
GeneID	10367
면역원	사람 MICU1 (NP_001182447.1)의 아미노산 105-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9BPX6
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)