

Wb 및 Elisa용 항-Micu2 토끼 다클론 항체 - Q8Iyu8

품목 번호: CM0013553



소개

인간 MICU2(EFHA1), 미토콘드리아 칼슘 흡수 조절 단백질을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며, 칼슘 신호 전달 및 미토콘드리아 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MICU2 Rabbit pAb
비고/별칭	EFHA1; I110008L20Rik; MICU2
종	인간
유전자ID (인간)	221154
유전자ID	221154
면역원	합성 펩티드. 인간 MICU2 (NP_689939.1)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IYU8
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백