


Wb, If/Icc, Elisa용 항-미드카인(Mdk) 토끼 다클론 항체 - P21741

품목 번호: CM0018693



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 미드카인(MDK)에 대한 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 사이토카인, 성장 인자 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MDK 토끼 pAb
비고/별칭	MK; ARAP; NEGF2; MDK
종	인간
GeneID (인간)	4192
GeneID	4192
면역원	인간 MDK(NP_001012333.1)의 아미노산 23-143에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21741
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩