


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Mif 단일클론 항체 - P14174

품목 번호: CM0007409



소개

인간 MIF(대식세포 이동 억제 인자)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 선천면역 반응과 염증에 관여합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MIF 토끼 mAb
비고/별칭	GIF; GLIF; MMIF; MIF
종	인간
GeneID (인간)	4282
GeneID	4282
면역원	인간 MIF(NP_002406.1)의 아미노산 114-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14174
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩