


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mif 다클론 항체 - P14174

품목 번호: CM0013918



소개

인간 MIF(대식세포 이동 억제 인자)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 선천면역 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MIF Rabbit pAb
비고/별칭	GIF; GLIF; MMIF; MIF
종	인간
유전자 ID(인간)	4282
유전자 ID	4282
면역원	인간 MIF(NP_002406.1)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14174
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩